

## Schleifkorbtragen – Produktübersicht

Dieses Infoblatt enthält eine grobe Übersicht von Schleifkorbtragen, es ist nicht abschließend und nicht bindend!

Hersteller	Modell	Material	Ausführung	Besonderheit	Farbe	Traglast	Ablegereife nach	Überprüfung durch	Ca. Preis aus dem Internt, inkl. MwSt.
Spencer	Shell	Kunststoff	Geschlossen	Extra Farbe+60 €	4 versch. F.	280 kg	10 Jahre	Gerätewart	570 €
Spencer	Twin Shell	Kunststoff	Geschlossen	2teilig	Orange	280 kg	10 Jahre	Gerätewart	750 €
Spencer	DAKAR	Kunststoff	Geschlossen	Mit zwei Rollen	Orange	356 kg	10 Jahre	Gerätewart	1.070 €
Ferno	71	Kunststoff	Geschlossen		Orange	272 kg	10 Jahre	Ssachkundigen DGUV-R 312-906	860 €
Ferno	71S	Kunststoff	Geschlossen	2teilig	Orange	273 kg	10 Jahre	Ssachkundigen DGUV-R 312-906	1.350 €
Ferno	Gazelle 2071 T	Edelstahl	Offen, mit Netz		„Silber“	408 kg	10 Jahre	Ssachkundigen DGUV-R 312-906	???
Ferno	2070-32	Edelstahl	Offen, mit Netz	Schwerlasttrage	„Silber“	1.000 kg	10 Jahre	Ssachkundigen DGUV-R 312-906	2.240 €
Lifeguard	Res-Q-Carrier	Kunststoff	Geschlossen		Orange	272 kg	20 Jahre	Anwender	780 €
Lifeguard	Res-Q-Carrier II	Kunststoff	Geschlossen	2teilig	Orange	273 kg	20 Jahre	Anwender	830 €
Ultramedic	Ultrabasket Stretcher	Kunststoff	Geschlossen		Orange	315 kg	12 Jahre	Gerätewart	780 €
Ultramedic	Ultrabasket Stretcher Twin	Kunststoff	Geschlossen	2teilig	Orange	315 kg	12 Jahre	Gerätewart	870 €
Ultramedic	Ultrabasket Stretcher Twin XXL	Kunststoff	Geschlossen	2teilig für Adipositas	Orange	400 kg	12 Jahre	Gerätewart	2.600 €
???	Secur Comfort	Kunststoff	Geschlossen		Orange	278 kg			800 €
Resqtoolz	RQTKB1510	Kunststoff	Geschlossen	2teilig	Orange	???			730 €

**Spencer:** (siehe Anleitung/ PDF)

[https://shop.doenges-rs.de/media/pdf/a6/8a/6d/Anleitung\\_DE\\_253601\\_20200116.pdf](https://shop.doenges-rs.de/media/pdf/a6/8a/6d/Anleitung_DE_253601_20200116.pdf)  
<https://www.rescue-tec.de/files/downloads/info/RD-02068%20Bedienungsanleitung.pdf>

**Ferno:** Tel. 02241/9483-21 Hr. Anders, [info@ferno.de](mailto:info@ferno.de) (Telefonat am 23.02.2022)

Alle Ferno Schleifkorbtragen (egal ob Kunststoff oder Metall) müssen nach 10 Jahren aussortiert werden.  
 Die Überprüfung muss einmal jährlich durch einen Sachkundigen nach DGUV-R 312-906 (PSAgA) erfolgen.  
[https://www.ferno.it/upload/prodotti/62/mu\\_71\\_de-PDF-20210604100716.pdf](https://www.ferno.it/upload/prodotti/62/mu_71_de-PDF-20210604100716.pdf)

**Lifeguard:** Tel. 0281/95283-932 Hr. Damschen [andre.damschen@servoprax.de](mailto:andre.damschen@servoprax.de) (per Mail am 21.02.2022)

Die Überprüfung der Schleifkörbe erfolgt als Sichtprüfung durch die Anwender vor und nach jedem Gebrauch. Die Lebensdauer ist auf 20 Jahre begrenzt.  
<https://docplayer.org/39820423-Res-q-carrier-bediengungsanleitung.html>

**Ultramedic:** Tel. 02631 96983-360 Hr. Donsbach, [donsbach@ultramedic.de](mailto:donsbach@ultramedic.de) (Telefonat am 23.02.2022)

Alle Schleifkorbtragen von Ultramedic müssen nach 12 Jahren aussortiert werden (der Gerätewart kann diese um 1-2 Jahre „verlängern“).  
 Die jährliche Überprüfung muss mind. durch einen Gerätewart, besser noch durch einen Sachkundigen nach DGUV-R 906-312 (PSAgA) erfolgen.